

Varilux®



Varilux.
ĐA TRÒNG ĐÁNH
(Lab Việt Nam)

ĐA TRÒNG ĐÁNH CAO CẤP VARILUX

Đặt tại Lab Việt Nam



SẮC NÉT ĐẾN TỪNG CHI TIẾT

ĐẶC ĐIỂM

TÍNH NĂNG



Góc nhìn rộng



Tương phản màu sắc



Dễ thích nghi



Chuyển tiếp vùng nhìn



Thoải mái mọi hoạt động



Cân bằng khi di chuyển



- Vùng nhìn rộng, thoải mái.
- Chuyển tiếp nhẹ nhàng, êm mượt.



Góc nhìn rộng



Tương phản màu sắc



Dễ thích nghi



Chuyển tiếp vùng nhìn



Thoải mái mọi hoạt động



Cân bằng khi di chuyển



- Thị lực thoải mái tự nhiên suốt cả ngày.
- Nhìn rõ với tư thế tự nhiên trong mọi điều kiện sáng.



Góc nhìn rộng



Tương phản màu sắc



Dễ thích nghi



Chuyển tiếp vùng nhìn



Thoải mái mọi hoạt động



Cân bằng khi di chuyển



- Thiết kế phối hợp thị lực 2 mắt đồng đều, giúp tầm nhìn linh hoạt trong mọi hoạt động.



Góc nhìn rộng



Tương phản màu sắc



Dễ thích nghi



Chuyển tiếp vùng nhìn



Thoải mái mọi hoạt động



Cân bằng khi di chuyển



- Sắc nét ngay trong mọi chuyển động
- Thích nghi nhanh trong ngày từ ngày đầu đeo kính
- Mở rộng vùng nhìn +67% so với kính đa tròng cao cấp khác

Varilux®

THƯƠNG HIỆU TIỀN PHONG
VÀ LUÔN DẪN ĐẦU NHIỀU NĂM QUA


Thương hiệu kính đa tròng hàng đầu thế giới từ 1959 không ngừng liên tục đổi mới mang đến giải pháp toàn diện về thị lực.

SẢN PHẨM

Varilux® Liberty™ 3.0

TẦM NHÌN RỘNG VÀ TỰ NHIÊN


Thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày với khả năng thích nghi nhanh chóng.



Varilux® Comfort Max

TẦM NHÌN SẮC NÉT LINH HOẠT


Thị lực luôn rõ nét trong mọi hoạt động hàng ngày, kể cả điều kiện ánh sáng thấp.



Varilux® Physio®

TẦM NHÌN RÕ NÉT KỂ CẢ KHI DI CHUYỂN

Tận hưởng thị lực nhạy bén và sắc nét chưa từng có




Varilux® XR series™

MỚI

ĐA TRÒNG VARILUX HOÀN HẢO - VƯỢT TRÊN MỌI GIỚI HẠN

Thích ứng hoàn hảo cho mọi chuyển động mắt với công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh



Và khách hàng đeo Varilux®là những khách hàng rất hài lòng

Qua hàng loạt các nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng cảm thấy khó chịu khi họ phải trả lại kính Varilux® sau khi trải nghiệm. Chính vì vậy, các chuyên gia nghiên cứu khách hàng của chúng tôi đã quyết định thực hiện một phương pháp rất sáng tạo. Vào năm 2020, 102 khách hàng lão thị đã được mời tham gia một nghiên cứu đột phá kéo dài 2 tuần về tròng kính Varilux®.

**Sau khi trải nghiệm Varilux®,
bệnh nhân đã quay lại sử dụng
tròng kính trước đó và chia
sẻ ý kiến của họ.**

96%

Khách hàng hài lòng về
chất lượng của kính đa tròng
Varilux.

9 trên 10

khách hàng hài lòng và mong muốn
tiếp tục đeo Varilux

83%

cho rằng tầm nhìn của họ tốt hơn với Varilux®
so với các giải pháp thị giác trước đó.

“Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm quen lại với kính cũ của mình. Điều làm tôi ấn tượng nhất là độ rõ nét cao của tròng kính và sự dễ dàng trong việc thích nghi với kính kính đa tròng. Tôi cũng rất thích kính Varilux® và cảm thấy như mình không đeo kính.”
Stephane, 52 tuổi.

“Tôi rất khó chịu khi phải trả lại kính Varilux®. Khi đeo kính cũ, tôi phải tháo chúng ra để viết hoặc nhìn gần rồi sau đó đeo lại để nhìn xa. Thao tác này rất mệt mỏi và khiến tôi bị đau đầu”
Celine, 43 tuổi.





Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00


Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50

Ký hiệu: M


Varilux [®] Liberty [™] 3.0					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Liberty 3.0	Liberty 3.0 Fit
1.67	BlueUV Capture...	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	8,780,000	10,880,000
	Clear				8,580,000	10,680,000
1.6	Transitions GEN [®] S	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	11,820,000	13,920,000
	BlueUV Capture...				6,980,000	8,980,000
	Clear				6,780,000	8,780,000
1.59	BlueUV Capture...	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	7,680,000	9,780,000
	Clear				7,480,000	9,580,000
1.56	BlueUV Capture...	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	4,880,000	6,980,000
	Clear				4,680,000	6,780,000
1.5	Transitions GEN [®] S	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	7,740,000	9,840,000
	BlueUV Capture...				4,680,000	6,780,000
	Clear				4,480,000	6,480,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT


VÙNG NHÌN RỘNG HƠN **+65%**
SO VỚI ĐA TRÒNG THÔNG THƯỜNG



Đa tròng thường



Varilux[®] Liberty[™] 3.0



CÔNG NGHỆ **PATH OPTIMIZER**

40 triệu kết hợp đường nhìn giúp tăng độ sắc nét và nhìn rõ từ xa đến gần với sự chuyển tiếp vùng nhìn mượt mà, dễ chịu.



Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00

Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50



Ký hiệu:

Varilux® Comfort Max					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Comfort Max	Comfort Max Fit
1.67	BlueUV Capture...	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	11,880,000	13,980,000
	Clear				11,680,000	13,780,000
1.6	Transitions Gen [®] S 	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	15,020,000	17,020,000
	BlueUV Capture...				9,280,000	11,380,000
	Clear				9,080,000	11,180,000
1.59	BlueUV Capture...	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	10,080,000	12,180,000
	Clear				9,780,000	11,880,000
1.56	BlueUV Capture...	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	7,180,000	9,280,000
	Clear				6,980,000	9,080,000
1.5	Transitions Gen [®] S 	+6->-10 / 0->-6	55-70	-10	10,940,000	12,940,000
	BlueUV Capture...		55-75		6,980,000	9,080,000
	Clear				6,780,000	8,880,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT


W.A.V.E. 2.0™

Tính toán sự thay đổi kích thước đồng tử và lượng ánh sáng đi qua giúp mắt nhìn rõ nét và thoải mái kể cả trong điều kiện ánh sáng thấp



FLEXOPTIM™

Vùng nhìn mở rộng lên đến **46%**, tăng thêm đến **227** tư thế nhìn đa dạng giúp bạn tận hưởng tầm nhìn thoải mái và tự nhiên.



Thị lực thoải mái cả ngày



Góc nhìn rộng



Lấy nét linh hoạt



Chuyển tiếp êm mượt



Tư thế tự nhiên

Varilux® Physio® 3.0

Váng phủ MaxAz



Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00

Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50

Ký hiệu: H → M


Varilux® Physio® 3.0					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Physio 3.0	Physio 3.0 Fit
1.67	Clear	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	16,880,000	18,980,000
1.6	Clear	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	13,780,000	15,880,000
1.59	Clear	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	14,480,000	16,580,000
1.53 TRIVEX	Clear	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	13,980,000	NA
1.5	Clear	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	11,780,000	13,880,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Chuyển tiếp liền mạch hơn **+78%** so với đa tròng thường khác




Đa tròng thông thường



Varilux® Physio® 3.0

BINOCULAR BOOSTER™

Phân tích độ khúc xạ 2 mắt khi cùng chuyển động, tạo sự chuyển tiếp êm mượt giữa các khoảng cách xa gần, đảm bảo tầm nhìn êm mượt tức thì.



W.A.V.E. 2.0™

Tính toán sự thay đổi kích thước đồng tử và lượng ánh sáng đi qua giúp mắt nhìn rõ nét và thoải mái kể cả trong điều kiện ánh sáng thấp





ADD: +0.75 → +3.50

Ký hiệu: 

Varilux® Digitime® - ĐA TRÒNG VĂN PHÒNG					Đơn giá
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	
1.67	BlueUV Capture	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	6,380,000
	Clear	+9->-14 / 0->-6		-14	6,180,000
1.6	BlueUV Capture	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	5,180,000
	Clear	+9->-12 / 0->-6		-12	4,980,000
1.59	BlueUV Capture	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	5,380,000
	Clear				5,180,000
1.56	BlueUV Capture	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	4,080,000
	Clear				3,880,000
1.5	BlueUV Capture	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	3,680,000
	Clear				3,480,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

3 THIẾT KẾ THEO NHU CẦU

TỐI ƯU KHOẢNG CÁCH NHÌN GẦN

Varilux®
Digitime.near



Varilux®
Digitime.mid



Varilux®
Digitime.room



Varilux Digitime được thiết kế tối ưu cho hoạt động làm việc văn phòng ở khoảng cách nhìn trung bình từ 60-80cm



60 - 80 cm
Khoảng cách trung bình



Thiết kế vùng nhìn rộng theo khoảng cách

80cm



Tầm nhìn rõ nét và tư thế tự nhiên ở khoảng cách gần: dùng điện thoại, máy tính bảng, đọc sách

100cm



Thị lực thoải mái khi dùng máy tính và làm việc văn phòng ở khoảng cách trung gian.

220cm



Giải pháp cân bằng cho nhu cầu làm việc nhiều thiết bị và nhiều khoảng cách cùng lúc



Khoảng cách nhìn siêu gần:
Near = Độ Add + 0.50
Mid = Độ Add + 0.25
Room = Độ Add + 0.125

Độ cộng thêm được thiết kế bên dưới giúp nhìn gần rõ nét và thoải mái

Khoảng cách nhìn cá nhân hóa tính toán vùng nhìn trung gian của từng người, giúp tối ưu hóa nhu cầu và khoảng cách làm việc hàng ngày.

varilux®



Varilux.
ĐA TRÒNG ĐÁNH
(Lab nước ngoài)

ĐA TRÒNG ĐÁNH CAO CẤP VARILUX

Đặt tại Lab nước ngoài



Varilux® Liberty™ 3.0

Giá đã bao gồm văng phủ Crizal® Rock™

Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00

Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50

Ký hiệu:  M

Varilux® Liberty™ 3.0					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Liberty 3.0	Liberty 3.0 Fit
1.74	Transitions® Gen®S 	+13->-20 / 0->-6	55-75	-20	25,260,000	27,580,000
1.67	Transitions® Gen®S 	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	15,180,000	17,180,000
	Transitions® XTRACTIVE® 				15,180,000	17,180,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED® 				15,980,000	17,980,000
	BlueUV Capture™ 				9,380,000	11,380,000
	Clear				9,180,000	11,180,000
1.6	Transitions® Gen®S 	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	12,520,000	14,520,000
	Transitions® XTRACTIVE® 				12,520,000	14,520,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED® 				13,320,000	15,320,000
	BlueUV Capture™ 				7,580,000	9,580,000
	Clear				7,380,000	9,380,000
1.59	Transitions® Gen®S 	+6->-10 / 0->-6	55-74	-10	13,020,000	15,020,000
	Transitions® XTRACTIVE® 				13,020,000	15,020,000
	BlueUV Capture™ 		55-75		8,380,000	10,380,000
	Clear				8,080,000	10,080,000
1.5	Transitions® Gen®S 	+6->-10 / 0->-6	55-70	-10	8,440,000	10,440,000
	Transitions® XTRACTIVE® 				8,440,000	10,440,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED® 				9,240,000	11,240,000
	BlueUV Capture™ 		55-75		5,280,000	7,280,000
	Clear				5,080,000	7,080,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT


VÙNG NHÌN RỘNG HƠN **+65%**
SO VỚI ĐA TRÒNG THÔNG THƯỜNG



Đa tròng thường



Varilux® Liberty™ 3.0



CÔNG NGHỆ PATH OPTIMIZER

40 triệu kết hợp đường nhìn giúp tăng độ sắc nét và nhìn rõ từ xa đến gần với sự chuyển tiếp vùng nhìn mượt mà, dễ chịu.

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).

- Crizal Previncia, Crizal Sapphire, Crizal Drive.
- Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).

Varilux® Comfort Max

Giá đã bao gồm văng phủ *Crizal® Rock™*



Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00

Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50

Ký hiệu:

Varilux® Comfort Max					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Comfort Max	Comfort Max Fit
1.74	Transitions® Gen®S	+13->-20 / 0->-6	55-75	-20	28,580,000	30,580,000
	Clear				19,880,000	21,880,000
1.67	Transitions® Gen®S	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	21,980,000	23,980,000
	Transitions® XTRACTIVE®				21,980,000	23,980,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				22,880,000	24,880,000
	BlueUV Capture™				14,480,000	16,480,000
	Clear				14,180,000	16,180,000
1.6	Transitions® Gen®S	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	18,020,000	20,020,000
	Transitions® XTRACTIVE®				18,020,000	20,020,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				18,920,000	20,920,000
	BlueUV Capture™				11,480,000	13,480,000
	Clear				11,180,000	13,180,000
1.59	Transitions® Gen®S	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	18,620,000	20,620,000
	Transitions® XTRACTIVE®				18,620,000	20,620,000
	BlueUV Capture™				12,380,000	14,380,000
	Clear				12,080,000	14,080,000
1.5	Transitions® Gen®S	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	13,340,000	15,340,000
	Transitions® XTRACTIVE®				13,340,000	15,340,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				14,240,000	16,240,000
	BlueUV Capture™				8,780,000	10,780,000
	Clear				8,580,000	10,580,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

W.A.V.E. 2.0™

Tính toán sự thay đổi kích thước đồng tử và lượng ánh sáng đi qua giúp mắt nhìn rõ nét và thoải mái kể cả trong điều kiện ánh sáng thấp



Thị lực thoải mái cả ngày



Góc nhìn rộng



Lấy nét linh hoạt

FLEXOPTIM™

Vùng nhìn mở rộng lên đến **46%**, tăng thêm đến **227** tư thế nhìn đa dạng giúp bạn tận hưởng tầm nhìn thoải mái và tự nhiên.



Chuyển tiếp êm mượt



Tự thế tự nhiên

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).

- Crizal Prevencia, Crizal Sapphire, Crizal Drive.

- Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).



Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.00

Cự ly: 17mm - ADD: +0.75 → +3.50


Ký hiệu: H → E M

Varilux® Physio® 3.0					Đơn giá	
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	Physio 3.0	Physio 3.0 Fit
1.74	Transitions® Gen®S	+13->-20 / 0->-6	55-75	-20	34,560,000	38,880,000
	Clear				23,780,000	29,780,000
1.67	Transitions® Gen®S	+9->-14 / 0->-6	55-75	-14	29,480,000	31,480,000
	Transitions® XTRACTIVE®				29,480,000	31,480,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				30,380,000	32,380,000
	BlueUV Capture™				20,480,000	22,480,000
	Clear				20,180,000	22,180,000
1.6	Transitions® Gen®S	+8->-12 / 0->-6	55-75	-12	24,320,000	26,320,000
	Transitions® XTRACTIVE®				24,320,000	26,320,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				25,220,000	27,220,000
	BlueUV Capture™				16,880,000	18,880,000
	Clear				16,580,000	18,580,000
1.59	Transitions® Gen®S	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	24,920,000	26,920,000
	Transitions® XTRACTIVE®				24,920,000	26,920,000
	BlueUV Capture™				17,780,000	19,780,000
	Clear				17,480,000	19,480,000
1.5	Transitions® Gen®S	+6->-10 / 0->-6	55-75	-10	18,740,000	20,740,000
	Transitions® XTRACTIVE®				18,740,000	20,740,000
	Transitions® XTRACTIVE® POLARIZED®				19,640,000	21,640,000
	BlueUV Capture™				13,280,000	15,280,000
	Clear				13,080,000	15,080,000

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

BINOCULAR BOOSTER™

Phân tích độ khúc xạ 2 mắt khi cùng chuyển động, tạo sự chuyển tiếp êm mượt giữa các khoảng cách xa gần, đảm bảo tầm nhìn êm mượt tức thì.



W.A.V.E. 2.0™

Tính toán sự thay đổi kích thước đồng tử và lượng ánh sáng đi qua giúp mắt nhìn rõ nét và thoải mái kể cả trong điều kiện ánh sáng thấp



NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).

- Crizal® Previncia, Crizal® Sapphire, Crizal® Drive.
- Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).

Varilux®
XR series™



**Đa tròng Varilux hoàn hảo
vượt trên mọi giới hạn.**

Thị lực sắc nét tức thì ngay cả khi di chuyển.




Kính đa tròng đầu tiên thích ứng với chuyển động mắt¹

Một tiêu chí mới, có tên là thể tích vùng nhìn hữu ích, tính toán khu vực 3D mà tại đó người đeo có thể quan sát rõ nét bất kỳ vật tiêu nào, ngay cả trong khi di chuyển, với khả năng điều hướng mắt nhịp nhàng trong khoảng từ 30cm đến vô cực².



Kính đa tròng
cao cấp khác



Varilux®
XR series™



+49%

vùng nhìn được mở
rộng so với tròng kính
Varilux® X series™³



+67%

vùng nhìn được mở rộng
so các dòng kính đa tròng
cao cấp khác⁴

Nhờ Công nghệ mở rộng vùng nhìn **Varilux® XR series™** là **kính đa tròng thích ứng chuyển động mắt đầu tiên** giúp dự báo thói quen thị giác của người đeo (chuyển động liếc mắt và khoảng cách của vật thể), từ đó đáp ứng với cách chuyển động tự nhiên của mắt. Điều này đem lại thị lực rõ nét và linh hoạt.

1. Mức độ đáp ứng thị giác được định nghĩa dựa trên hai thông số trong thiết kế kính đa tròng: độ khúc xạ và thói quen thị giác.
2. Thể tích vùng nhìn hữu ích là khoảng không gian từ 30cm đến vô cực với: 1/ Thị lực hai mắt suy giảm tối đa 0.15logMAR (tương đương thị lực hai mắt ít nhất ~8/10 trở lên) 2/ Chênh lệch độ cầu nhỏ hơn 0.15D 3/ Hay chênh lệch độ loạn nhỏ hơn 0.25D.
3. Mô phỏng R&D nội bộ - 2022 - so với tròng kính Varilux® X series™.
4. Mô phỏng nội bộ của Essilor International R&D - 2022 - tính toán dựa trên số đo tròng kính - Phân tích được thực hiện với hầu hết các thương hiệu cạnh tranh liên quan cung cấp kính đa tròng cao cấp có mức độ nhận diện cao đối với người tiêu dùng (Khảo sát về khách hàng và thương hiệu - Ipsos - Quý 3/2022 - BR/CA/CN/FR/IN/IT/UK/US - n=8000). Thể tích vùng nhìn hữu ích xem xét độ rõ nét và sự linh hoạt của chuyển động mắt.

Cải thiện thị lực vượt trội

73 người đeo kính đa tròng, **hầu hết là kính đa tròng cao cấp**, đã được cho đeo tròng kính Varilux® XR series™; và so sánh chúng với kính hiện tại của họ.

Thử nghiệm do một viện nghiên cứu độc lập thực hiện với độ khúc xạ của người đeo giống nhau.

Thị lực sắc nét tức thì
ở mọi khoảng cách



Tư thế tự nhiên
trong cuộc sống hàng ngày



Sự tự tin và khả năng phản xạ
trong các tình huống di chuyển



Tầm nhìn rõ nét
tới từng chi tiết



9/10
người
đã trải
nghiệm



95%
thích ứng
nhanh chóng



87%
ưa thích Varilux® XR hơn kính đa
tròng cao cấp hiện tại của họ⁵



Cự ly: 14mm - ADD: +0.75 → +3.50
 Cự ly: 18mm - ADD: +0.75 → +4.00

Ký hiệu: M

varilux [®] XR design		VÁNG PHỦ CRIZAL ROCK			Đơn giá
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	
1.74	Transitions Gen [®] S	+13 -> -14 / 0 -> -6	55 - 75	-14	55,980,000
	BlueUV Capture [™]				43,058,000
	Clear				43,058,000
1.67	Transitions Gen [®] S	+9 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	34,480,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™]				34,480,000
	BlueUV Capture [™]				26,480,000
	Clear				26,480,000
1.6	Transitions Gen [®] S	+8 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	27,420,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™]				27,420,000
	BlueUV Capture [™]				21,380,000
	Clear				21,380,000
1.59	Transitions Gen [®] S	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	28,120,000
	BlueUV Capture [™]				20,280,000
	Clear				20,280,000
1.5	Transitions Gen [®] S	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	24,840,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™]				24,840,000
	BlueUV Capture [™]				17,580,000
	Clear				17,580,000

Kính đa tròng toàn diện nhất, cải thiện thị lực vượt trội

THÔNG SỐ ĐẶT HÀNG			THÔNG SỐ GỌNG (FIT)			THÓI QUEN NHÌN GẦN	KHOẢNG CÁCH TÂM XOAY	ĐỘ NGIỀNG ĐẦU	MẮT THUẬN
SẢN PHẨM	PD	FH	WRAP	PANTO	VERTEX	NVB	ERCD	HEAD CAPE	DOMINANT EYE
Varilux XR Design	✓	✓							

EYERULER 2 VISIOFFICE X

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).
 - Crizal Previncia, Crizal Sapphire, Crizal Drive.
 - Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).



ADD: +0.75 → +3.50
ADD: +0.75 → +4.00

Ký hiệu:  M

varilux [®] XR track		VÁNG PHỦ CRIZAL ROCK			Đơn giá
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	
1.74	Transitions Gen [®] S 	+13 -> -14 / 0 -> -6	55 - 75	-14	69,980,000
	BlueUV Capture [™]				52,058,000
	Clear				52,058,000
1.67	Transitions Gen [®] S 	+9 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	40,480,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™] 				40,480,000
	BlueUV Capture [™]				32,480,000
	Clear				32,480,000
1.6	Transitions Gen [®] S 	+8 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	32,420,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™] 				32,420,000
	BlueUV Capture [™]				26,380,000
	Clear				26,380,000
1.59	Transitions Gen [®] S 	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	33,120,000
	BlueUV Capture [™]				25,280,000
	Clear				25,280,000
1.5	Transitions Gen [®] S 	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	27,840,000
	Transitions [™] XTRACTIVE [™] 				27,840,000
	BlueUV Capture [™]				20,580,000
	Clear				20,580,000

Kính đa tròng toàn diện nhất, cải thiện thị lực vượt trội

THÔNG SỐ ĐẶT HÀNG			THÔNG SỐ GỌNG (FIT)			THÓI QUEN NHÌN GẦN	KHOẢNG CÁCH TÂM XOAY	ĐỘ NGIỀNG ĐẦU	MẮT THUẬN
SẢN PHẨM	PD	FH	WRAP	PANTO	VERTEX	NVB	ERCD	HEAD CAPE	DOMINANT EYE
Varilux XR Track	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

EYE-RULER 2

VISIOFFICE X

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).

- Crizal Prevencia, Crizal Sapphire, Crizal Drive.
- Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).



ADD: +0.75 → +3.50
ADD: +0.75 → +4.00

Ký hiệu:  M

Varilux [®] XR pro		VÁNG PHỦ CRIZAL ROCK			Đơn giá
Chiết suất	Sản phẩm	Độ cầu / Độ loạn	Phi	M.Comp	
1.74	Transitions [®] Gen [®] S 	+13 -> -14 / 0 -> -6	55 - 75	-14	98,880,000
	BlueUV Capture [™]				88,580,000
	Clear				88,580,000
1.67	Transitions [®] Gen [®] S 	+9 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	49,480,000
	Transitions [®] XTRACTIVE [™] 				49,480,000
	BlueUV Capture [™]				39,180,000
	Clear				39,180,000
1.6	Transitions [®] Gen [®] S 	+8 -> -12 / 0 -> -6	55 - 75	-12	43,520,000
	Transitions [®] XTRACTIVE [™] 				43,520,000
	BlueUV Capture [™]				32,980,000
	Clear				32,980,000
1.59	Transitions [®] Gen [®] S 	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	43,520,000
	BlueUV Capture [™]				32,980,000
	Clear				32,980,000
1.5	Transitions [®] Gen [®] S 	+6 -> -10 / 0 -> -6	55 - 75	-10	35,240,000
	Transitions [®] XTRACTIVE [™] 				35,240,000
	BlueUV Capture [™]				24,980,000
	Clear				24,980,000

Kính đa tròng toàn diện nhất, cải thiện thị lực vượt trội

THÔNG SỐ ĐẶT HÀNG			THÔNG SỐ GỌNG (FIT)			THÓI QUEN NHÌN GẦN	KHOẢNG CÁCH TÂM XOAY	ĐỘ NGIẾNG ĐẦU	MẮT THUẬN
SẢN PHẨM	PD	FH	WRAP	PANTO	VERTEX	NVB	ERCD	HEAD CAPE	DOMINANT EYE
Varilux XR Pro	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

EYE-RULER 2

VISIOFFICEX

NÂNG CẤP VÁNG PHỦ (đặt tại lab nước ngoài - Tham khảo trang Nâng cấp văng phủ và tráng gương).

- Crizal Previncia, Crizal Sapphire, Crizal Drive.
- Tráng gương Style Mirrors Xtractive, Style Mirrors (1 & 2 tông).